

Relias Care

Relias MQ - Delegation von Behandlungspflege an Pflegehilfspersonal



Relias MQ

Mit Relias MQ qualifizieren Sie Pflegehilfspersonal einfach, sicher und strukturiert für bestimmte behandlungspflegerische Tätigkeiten. Die Anwendung begleitet Sie Schritt für Schritt – von der Auswahl der Maßnahme bis zum Befähigungsnachweis.

1. Qualifizierung erstellen

Navigieren Sie im Seitenmenü in den Bereich **„Behandlungspflege“** (siehe Abbildung 1).




Abbildung 1 – Menüpunkt „Behandlungspflege“

Bei erstmaliger Nutzung unterstützt Sie das Onboarding bei der Auswahl der für Sie relevanten Tätigkeiten und der Mitarbeitenden. Im Anschluss stehen Ihnen zwei Unterbereiche zur Verfügung:

- **„Qualifikationen“** (für Übersicht & Erstellung)
- **„Aufgaben“** (für die Bestätigung einzelner Schritte)

Wählen Sie im Reiter **„Qualifikationen“** oben rechts den Button **„Qualifizieren“** (siehe Abbildung 2).




Abbildung 2 – Unterbereiche

Im ersten Schritt wählen Sie unter „**Auswählen**“ die gewünschte Maßnahme aus, z. B. *Blutzuckermessung* (siehe Abbildung 3).



Abbildung 3 – Qualifikation auswählen

Markieren Sie per Checkbox das entsprechende Pflegehilfpersonal.
Legen Sie eine **anleitende Pflegefachkraft** fest. Standardmäßig wird hier Ihre Administratorenrolle vorgeschlagen – Sie können aber auch eine andere qualifizierte Person hinterlegen.
Mit einem Klick auf „**Hinzufügen**“ wird die Qualifikation erstellt.
Sie finden diese anschließend in der **Übersicht der Qualifikationen** (siehe Abbildungen 4 & 5).

Wählen Sie Hilfspersonal und anleitende Pflegefachperson für diese Qualifikation aus.

Qualifikation
Kälteträger auflegen

Hilfspersonal

Alex Alexis
 Elena Birnbaum

Anleitende Fachperson

Abbildung 4 – Qualifikation zuweisen

Hier sehen Sie alle Qualifikationen und zugewiesenes Pflegehilfspersonal, sowie den Status der Qualifikation. Wählen Sie eine Person aus, um zur Detailansicht zu gelangen. Dort können Sie die Qualifikation abrechnen oder eine andere anweisende Pflegefachperson zuweisen....

[Mehr](#)








<p> Blutzuckermessung 0/1/2 </p> <p> Alex Alexis Jan. 2027</p> <p>Elena Birnbaum Progress bar: 50%</p>	<p> Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen 0/1 </p> <p>Alex Alexis Progress bar: 100%</p>
<p> Medikamentengabe: oral 0/1 </p> <p>Alex Alexis Progress bar: 100%</p>	

Abbildung 5 – Übersicht der erteilten Qualifikationen

Jede Qualifizierung durchläuft vier Schritte, dargestellt durch farbige Balken.

- Grau = ausstehend
- Grün = abgeschlossen

Mit einem Klick auf den Namen der jeweiligen Person sehen Sie den detaillierten Status pro Maßnahme (siehe Abbildung 6).




Abbildung 6 – Übersicht der einzelnen Schritte

2. Qualifizierung bestätigen

Im Untermenü **„Aufgaben“** sehen Sie alle noch ausstehenden To-Dos – vorausgesetzt, Sie sind als **anleitende Fachperson** hinterlegt.

Die **theoretische Unterweisung** erfolgt durch das Pflegehilfspersonal selbstständig via Online-Kurs und ist bei Zuweisung bereits abgeschlossen.

Als anleitende Pflegefachkraft übernehmen Sie die folgenden Schritte:

Schritt	Ihre Aufgabe
Praktische Anleitung	Zeigen Sie die Durchführung der Maßnahme in der Praxis.
Selbstständige Durchführung	Lassen Sie sich die eigenständige Durchführung demonstrieren.
Eignungserklärung	Bestätigen Sie, dass die Tätigkeit sicher und regelkonform durchgeführt werden kann.

Nach jedem Schritt klicken Sie auf **„Durchführung bestätigen“** (siehe Abbildung 7). Ein Info-Button bietet bei Bedarf zusätzliche Hinweise.

The screenshot shows a task interface for "Enterostoma: Beutel wechseln" with the assistant "Noemail Test". It features a progress bar where "Noemail Test" is at 75% and "Sie" is at 25%. The current step is "Praktische Anleitung", which is highlighted with a red box and an information icon. At the bottom, there are two buttons: "Durchführung bestätigen" (highlighted with a red box) and "Details".

Abbildung 7- Durchführung bestätigen

Die **Eignungserklärung** wird abschließend ebenfalls per Klick bestätigt (siehe Abbildung 8).

The screenshot displays the "Eignungserklärung" section. The text states: "Hiermit bestätige ich, dass die anleitende Pflegefachperson **Noemail Test** die Tätigkeit **Enterostoma: Beutel wechseln** sicher durchführen kann. Mögliche Komplikationen und dann notwendige Maßnahmen während der Durchführung wurden erklärt. Noemail Test kann diese wiedergeben." At the bottom, there are two buttons: "Bestätigen" (highlighted with a red box) and "Abbrechen".

Abbildung 8- Eignungserklärung bestätigen

3. Abschluss der Qualifizierung

Sobald alle Schritte sowohl von der **anleitenden Pflegefachkraft** als auch vom **Pflegehilfspersonal** bestätigt wurden, gilt die Qualifikation als abgeschlossen.

4. Befähigungsnachweis und Dokumentation

Nach Abschluss aller Schritte wird automatisch ein Befähigungsnachweis generiert (siehe Abbildung 9).

Dieser ist jederzeit abrufbar:

Im Bereich „MQ“ → „Bescheinigungen“ aus Sicht der Assistenzkraft

Im Benutzerprofil der jeweiligen Person unter „Teilnahmebescheinigungen“ im Reiter MQ (siehe Abbildung 10).

Alle abgeschlossenen Qualifikationen sind dauerhaft dokumentiert und bei Bedarf jederzeit nachweisbar (z. B. gegenüber dem MD).



Abbildung 9– Nachweis




Abbildung 10- Eignungserklärung aufrufen

Tipp: Sie können den Prozess beliebig oft wiederholen und so Schritt für Schritt Ihr gesamtes Team qualifizieren – strukturiert, zeitsparend und vollständig dokumentiert.